



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR HOMOGENEIZADOR EN "Y" TE-201/10



Utilizado para homogeneizar muestras en polvo o gránulos, como por ejemplo, fertilizantes.

Características Tecnicas

Amplitud de agitación: 360°

Homogeneizador: Construido en acero inoxidable 304 con acabado pulido, interno y externo

Motorreductor: De inducción con rotación fija de 28 ±2 RPM

Tapas: En acero inoxidable 304 pulido, removibles, con vedamiento en silicona

Capacidad: 10 litros

Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática

Dimensión total: Ancho=830 x Profundidad=420 x Alto=750 mm

Peso: 30 kg

Potencia: 245 Watts

Voltaje: 220 Volts o 127 Volts


Acompaña: 02 Fusibles extra

Nota: El volumen informado tiene como referencia producto con densidad 1

Beneficios y Ventajas

Sobre la marca

Image not found or type unknown



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br