



Telefone: +55 (19) 2105-6161 E-mail: contato@tecnal.com.br
Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

ANALISADOR MULTIPARÂMETRO YSI-PRO PLUS



Utilizado para análise multiparâmetro de ions para águas e efluentes.

Características Técnicas

Parâmetros medidos: Oxigênio dissolvido; Condutividade; Condutividade específica; Salinidade, resistividade; Sólidos dissolvidos totais (TDS); pH, ORP; Combinação de pH e ORP; Amônia; Nitrato; Cloreto; Temperatura

Benefícios e Vantagens

- Classificação IP-67 mesmo sem a capa da bateria
- Carcaça emborrachada
- Garantia de 03 anos do instrumento
- Garantia de 02 anos para o cabo
- Resistente a queda de 1 metro em todos os ângulos
- Cabos e sensores providos de conexão militar de alta resistência
- Lentes anti-risco
- Instrumento flutuante em caso de queda na água
- Memória para armazenamento de até 5.000 dados
- Proteção de senha
- Display e teclado luminosos
- Display gráfico com função "ajuda" detalhada
- Campos programáveis pelo usuário
- Softwares Data Manager e ProComm II Saddle gratuitos
- Conexão USB para comunicação e carregamento de energia do equipamento
- Relatório detalhado de calibração dos sensores
- Software atualizável pelo usuário através da porta USB à prova d'água
- Filtros de pesquisa de dados configuráveis pelo usuário
- Telas ajustáveis pelo usuário

Sobre a marca



Empresa americana do grupo Xylem. Setor fabricante de equipamentos multiparâmetros para medição de qualidade da água.



Leticia Alves Vieira
Química ambiental
leticia.vieira@tecnal.com.br