



Teléfono: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** comex@tecnal.com.br
Dirección: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR HOMOGENEIZADOR EN "Y" TE-201/10



Utilizado para homogeneizar muestras en polvo o gránulos.

Características Técnicas

Amplitud de agitación:	360°
Homogeneizador:	Construido en acero inoxidable 304 con acabado pulido, interno y externo
Motor:	1/3 trifásico con Reductor
Tapas:	En acero inoxidable 304 pulido, removibles, con vedamiento en silicona
Capacidad:	10 litros
Gabinete:	En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática
Dimensión total:	Ancho=830 x Profundidad=420 x Alto=750 mm
Peso:	33 kg
Potencia:	250 Watts
Voltaje:	220 V 50/60 Hz
Acompaña:	02 Fusibles extra
Nota:	El volumen informado tiene como referencia producto con densidad 1
Modelo opcional:	Modelo TE-201/10-127V para 127 Volts
Rotación:	10 a 60 RPM
Precisión:	±2 RPM
Control de rotación:	Analógico mediante potenciómetro con lectura de rotación directamente en el convertidor de frecuencia mediante el factor multiplicativo por la frecuencia aplicada

Beneficios y Ventajas

- Tapa fácil de quitar en las tres extremidades para limpieza, entrada de muestra y salida de material
- Recipiente inoxidable 304 con soldadura y pulido fino para garantizar una buena asepsia, evitando la contaminación para una vida útil más larga
- Motor de inducción sin escobillas, puede usarse durante largos períodos
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.

Sobre la marca



Enfocada en el buen funcionamiento de sus productos, en la facilidad de uso, y en la alta precisión de los resultados, Tecnal ofrece soluciones en equipos para laboratorios de las diversas áreas.



Tecnal
Central de ventas
vendas@tecnal.com.br