



## ***CENTRIFUGA DE BANCADA***

### ***2206-EXCELSAi-20X15ML***

Utilizada para separação de fases em diferentes densidades em uso clínico, laboratórios em geral e pesquisa.

## Características Técnicas

### 2206-EXCELSAi-20X15ML

- Programas: 10 programas de trabalho;
- Rotação: 300 a 3600 RPM;
- Capacidade: 20x15ml;
- Teclado: Touch;
- Controle: De aceleração e frenagem independentes;
- Avisa: Fim do processo ;
- Tampa: Com trava dupla, amortecedor, abertura digital e de emergência;
- Conversos: Automático de voltagem;
- Controle: Microprocessado;
- Motor: Brushless;
- Medidas externas: 28 x 33 x 49,5 cm (L x A x F);
- Potência: 300 Watts;
- Tela: LCD;

## Benefícios e Vantagens

- Esta centrífuga possui um controle eletrônico microprocessado que além de manter a rotação em valores precisos, também fornece um diagnóstico de falhas completo que pode ser visualizado no display gráfico do painel
- O sistema do motor é tipo “brushless” (sem escovas) que proporciona precisão, estabilidade e elimina o desgaste, reduzindo o ruído operacional
- Sua construção é feita em carcaça e painéis de plástico de alto impacto, e internamente é revestida em chapa de aço, com tampa de plástico de alto impacto e alumínio para maior leveza na hora da abertura
- Com inovador sistema de detecção com tecnologia “acelerômetro”, possui travamento da tampa durante a operação com sensoramento de segurança
- Com indicador de fim de processo
- rampas de aceleração e frenagem do rotor para atuação do freio
- temporizador para melhor controle do processo, teclado touch e aviso sonoro ao final do processo
- Possui 10 programas e painel frontal elevado com um display gráfico onde é possível visualizar todas as funções estabelecidas no equipamento.