



DOSADOR DE MEIO DE CULTURA

BIOTOOL-PETRISWISS-PS20 MINI COMBO

Utilizado para dosar meio de cultura em carrossel.

Características Técnicas

BIOTOOL-PETRISWISS-PS20 MINI COMBO

- Placas: Cada rack comporta 20 placas, podendo ser acopladas nos equipamentos para 20, 200, 400 ou 900 placas;
- Tamanho das placas: 90mm e 60mm;
- Velocidade: Ajustável;
- Tempo de dosagem: 600 placas/hora;
- Faixa de dosagem: 1 a 99ml;
- Dimesões: 51x40x62 cm - 24 kg;
- Dimensões com embalagem: 62x47x90 cm - 35 kg;

Benefícios e Vantagens

- As prateleiras (Petriracks) são removíveis
- Cada prateleira (Petriracks) comporta 20 placas e é facilmente movimentada com o auxílio de uma alça
- As placas permanecer armazenadas na Petrirack, de forma segura e estável
- Operação rápida e confiável
- Ágar perfeito e suave devido ao design de bomba de duas cabeças
- Tempo de inatividade mínimo com os racks removíveis
- Fácil operação com tela sensível ao toque e colorida
- Carga e descarga de placas de forma segura e sem esforço