



# ***AUTOCLAVE PARA MEIO DE CULTURA***

## ***BIOTOOL-PROFICLAVE PC20***

Autoclave/ preparador de meio de cultura para até 15 litros.

## Características Técnicas

### BIOTOOL-PROFICLAVE PC20

- Modos de trabalho: Esterilização do meio autoclavagem e banho maria;
- Programas: 20 programações para cada modo de trabalho;
- Capacidade: Processa de 05 a 16 litros de ágar em aprox. 60-90 min;
- Rastreabilidade: Impressora integrada;
- Peso Líquido: 55Kg;
- Dimensões: 54x74x53cm;
- Dimensões: Com embalagem: 79x70x89cm;
- Peso bruto: Com embalagem: 75 Kg;
- Acompanha: Cesta de autoclavagem; kit de vedação; filtro 045um; papel de impressão; silicone para vedação ;

## Benefícios e Vantagens

- Temperatura homogênia controlada, permitindo melhor precisão
- Resfriamento Rápido, para otimização do processo
- Software intuitivo em tela Touch screen
- Pode ser conectado a um dosador de meio de cultura, facilitando a sequência da preparação do meio

## Produtos Relacionados

