



MEDIDOR DE pH DE BANCADA ***YSI-ECO-pH1000A***

Medidor de pH de bancada modelo EcoSense[®] pH1000A oferece medições precisas em um formato acessível. O instrumento conta com uma interface de fácil utilização e calibração de pH em 1, 2 ou 3 pontos. Além do pH, o pH1000A também mede mV (ORP) e temperatura.

Características Técnicas

YSI-ECO-pH1000A

- Range de medição pH: -2.00 à 16.00 pH;
- Temperatura: 0 à 50°C;
- Range de medição ORP: -1999.9 à 1999.9 mV ;

Benefícios e Vantagens

- Parâmetros: pH, mV (ORP) e temperatura
- Painel LCD grande de alto contraste
- Calibração sensível de 1, 2 ou 3 pontos
- Leituras estáveis ??na tela devido o modo AUTOLOCK
- Compatível com soluções tampão (buffer) USA (7,00
- 4,01
- 10,01) e NIST (6,86
- 4,00
- 9,18)
- Compensação de temperatura automática ou manual para todas as medições de pH
- Calibração armazenada na memória
- Consultar da eficiência do eletrodo
- A entrada BNC permite conectar qualquer eletrodo de pH ou ORP com conector BNC
- Alimentação por pilhas ou corrente alternada (AC)