



Telefone: +55 (19) 2105-6161 E-mail: contato@tecnal.com.br
Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM "V" TE-200-15



Utilizado para homogeneizar amostras em pó ou grânulos, como por exemplo, fertilizantes.

Características Técnicas

Amplitude de agitação: 360°

Homogeneizador: Construído em aço inoxidável 304 com acabamento polido, interno e externo

Motoredutor: De indução com rotação fixa de 28 ± 2 RPM

Tampas: Em aço inox 304 polido, removíveis, com vedação em silicone

Capacidade: 15 litros

Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática

Dimensões totais: L=940 x P=420 x A=850 mm

Peso: 44 KG

Potência: 245 Watts

Tensão: 220V o 127V

Acompanha: 2 Fusíveis extra

Nota: O volume informado tem como referência produto com densidade 1

Benefícios e Vantagens

- Entradas para amostra de fácil acesso (flanges de fácil abertura)
- Em aço inox 304 polido na parte interna e externa, para maior vida útil
- Motor de indução sem escovas, podendo ser utilizados por longos períodos
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



Tecnal
Central de vendas
vendas@tecnal.com.br