



**Telefone:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br

**Endereço:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***AGITADOR HOMOGENEIZADOR EM "Y" TE-201/10***



Utilizado para homogeneizar amostras em pó ou grânulos.

## Características Técnicas

Amplitude de agitação: 360°

Homogeneizador: Construído em aço inoxidável 304 com acabamento polido, interno e externo

Motoredutor: De indução com rotação fixa de  $28 \pm 2$  RPM

Tampas: Em aço inox 304 polido, removíveis, com vedação em silicone

Capacidade: 10 litros

Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática

Dimensões totais: L=830 x P=420 x A=750 mm

Peso: 30 KG

Potência: 245 Watts

Tensão: 220 Volts

Acompanha: 02 Fusíveis extra

Nota: O volume informado tem como referência produto com densidade 1

## Benefícios e Vantagens

- Tampa de fácil remoção nas três extremidades para limpeza, entrada de amostras e saída de material
- Cuba em inox 304 com solda e polimento fino para que se tenha uma boa assepsia evitando-se contaminação e para maior vida útil
- Motor de indução sem escovas, podendo ser utilizados por longos períodos
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

## Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



**Tecnal**  
Central de vendas  
[vendas@tecnal.com.br](mailto:vendas@tecnal.com.br)