



**Telefone:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br  
**Endereço:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***AGITADOR DE WAGNER TE-160/24***



Utilizado no preparo de amostras que necessitem de movimento rotativo de 360°.

## Características Técnicas

|                        |   |
|------------------------|---|
| Rotação:               | 0 a 60 RPM  |
| Precisão:              | ±3 RPM  |
| Controle:              | Digital para rotação e tempo, sendo as opções de tempo em HH:MM   |
| Memória:               | Permanente para restaurar o estado de funcionamento, configuração e período de funcionamento do equipamento |
| Amplitude de agitação: | 360°  |
| Motor:                 | Indução 1/3 CV  |
| Capacidade:            | 24 provas   |
| Fixação das garrafas:  | Através de mola   |
| Gabinete:              | Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática   |
| Dimensões:             | L=550 x P=370 x A=630 mm  |
| Peso:                  | 20 kg   |
| Potência:              | 250 Watts   |
| Tensão:                | 220 Volts   |
| Acompanha:             | 02 Fusíveis extras  |
| Nota:                  | Não acompanha as garrafas   |

## Benefícios e Vantagens

### Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



**Tecnal**  
Central de vendas  
vendas@tecnal.com.br