



BOMBA DOSADORA DE LÍQUIDO INT-FLEXIPUMP

Utilizado para dispensar/dosar líquidos, para meios de cultura, facilitando o preenchimento das placas de petri ou tubos de ensaio com meios de cultura.

Características Técnicas

INT-FLEXIPUMP

- Bomba: 01 bomba Peristáltica (Watson Marlow®).
OBS: Caso haja necessidade de dobrar a velocidade da bomba, solicitar a cotação da Flexipump PRO (que inclui 2 bombas Watson Marlow);
- Capacidade: Dosagem de 50 µL to 99 L;
- Preenchimento: Contínuo, em dose ou multi-doses;
- Precisão: 9 mL: 1.8 % / 18 mL: 1 % / 225 mL: 0.5 %;
- Programas: 32 programas (calibrações de volumes) com tela de controle digital;
- Estrutura: Em aço inox, fácil de limpar;
- Idiomas: Inglês ou francês;
- Velocidade: Por minuto (RPM) de 10 a 550 RPM;
- Conexão: Opcional para pedal ou gatilho;
- Fluxo: 1,5ml/min a 1,25L/min;

Benefícios e Vantagens

- Permite que sejam gravados 32 programas (volumes) facilitando a rotina de dosagem
- Em conformidade com a norma ISO 6887-1 e normas ISO 7218