




Telefone: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br

Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

AGITADOR DE TUBOS TE-166



Utilizado no preparo de amostras que necessitam de movimento rotativo em 360°.

Características Técnicas

Rotação:	10 a 45 RPM
Precisão:	±3 RPM
Controle de rotação:	Analógico
Amplitude de rotação:	360°
Motor:	Redutor 38 Watts
Capacidade:	40 tubos Falcon de 50ml ou provas customizáveis
Gabinete:	Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
Dimensões:	L=730 x P=250 x A=430 mm
Peso:	7 kg
Potência:	200 Watts
Tensão:	220 Volts
Acompanha:	02 Fusíveis extra

Benefícios e Vantagens

Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



Tecnal
Central de vendas
vendas@tecnal.com.br