



Telefone: +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br

Endereço: João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

MOINHO DE BOLAS HORIZONTAL TE-8100-FZ



Utilizado para preparação de sementes para cristalização.

Características Técnicas

Rotação:	Fixa - 40 rpm
Amplitude de rotação:	360°
Motor:	Indução 3/4 cv
Temporizador:	Digital - Programável até 999: 9 horas. Desligamento automático ao término do tempo programado
Cilindro:	Em aço inox 304 com 2 compartimentos
Volume:	50L por compartimento, total 100L
Gabinete:	Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática
Dimensões externas:	Cuba: Ø=400 x L=800 mm
Dimensões internas:	Cuba: Ø=395 x L=400 mm
Dimensões:	L=1550 x P=650 x A=1350 mm
Peso:	126 kg
Potência:	560 Watts
Tensão:	220 Volts
Acompanha:	7,5 kg de esferas aço cromo diâmetro de 6.35mm; 7,5 kg de esferas aço cromo diâmetro de 20mm; Acrílico de proteção frontal; 02 Fusíveis extras

Benefícios e Vantagens

- Equipamento de acordo com a NR-10: possui proteção das partes móveis
- Equipamento de acordo com a NR-12: possui botão de emergência para desarme imediato
- Possui dois compartimentos, permitindo dois tratamentos diferentes
- Sistema de engate rápido facilitando a retirada da amostra
- Presença de presilha tipo TC Clamp para facilidade de desmonte do flange
- Possui temporizador digital, com desligamento automático ao término do tempo programado
- Equipamento estável
- Permite trabalhar de maneira correta ergonomicamente, devido a seu suporte
- Cilindro em aço inox 304, garantindo maior vida útil ao equipamento
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial.

Sobre a marca



A Tecnal oferece soluções em equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



Tecnal
Central de vendas
vendas@tecnal.com.br